



№1	Металлокерамика	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Металлокерамика	4+4	2600	4000
2	Металлокерамика на имплантатах (фрезеровка стандартного абатмента включена)	4+4	3300	5500
3	Применение плечевой массы	+1	400	-
4	Применение эффект масс	+1	400	-
5	Гирлянда	1	200	-
6	Фрезеровка абатмента, интерлока	1	1000	1000
7	Металлокерамика на имплантатах винтовой фиксации	+3	3500	6000
8	Металлокерамика на имплантатах (промежутки)	4+4	2900	4000
9	Искроэрозионная посадка имплантатов 1-2 единиц	+2	1500	1500
10	Искроэрозионная посадка имплантатов 3-5 единиц	+2	2000	2000
11	Искроэрозионная посадка имплантатов 6 и более единиц	+2	2500	2500
12	Изготовление каркаса под металлокерамику	4	1200	2000
13	Нанесение керамики на готовый каркас	4	1200	2000
№2	Безметалловые коронки, виниры, анатомические вкладки	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Коронка, винир, анатомическая вкладка керамическая на основе диоксида циркония	4+4	5500	8000
2	Коронка, винир, анатомическая вкладка цельнофрезерованная из д. ц. Prettau	4+4	6500	8000
3	Коронка, винир, анатомическая вкладка цельнофрезерованная из диоксида циркония	4+4	5000	6500
4	Коронка на имплантатах на основе диоксида циркония	4+4	6500	9000
5	Коронка на имплантатах цельнофрезерованная из диоксида циркония Prettau	4+4	7500	8000
6	Анатомическая вкладка разборная диоксид циркония плюс к цене	5	1500	1500
7	Искусственная десна из диоксида циркония	+1	500	500
8	Искусственная десна система Prettau	+1	1500	1500
9	Коронка винтовой фиксации на имплантатах на основе диоксида циркония, включая стоимость титанового основания	7	9000	12000
10	Коронка, винир, анатомическая вкладка из цельно прессованной керамики IPS e.max	5	4500	6500
11	Коронка, винир, анатомическая вкладка на основе прессованной керамики IPS e.max	5	5000	7500
12	Коронки изготовленные одиночно стоящими (от трех единиц)	+1	плюс 15%	плюс 20%
№3	Индивидуальные абатменты*	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Индивидуальный абатмант литой или по технологии ЛСП**	+4	2500	3000
2	Индивидуальный абатмант цельнофрезерованный CoCr	+4	4000	4500
3	Индивидуальный абатмент из диоксида циркония с основанием из титана	+4	6500	6500
4	Индивидуальный абатмент цельнотитановый(премилы)***	+4	3000	4500
5	Индивидуальный абатмент по технологии ЛСП на титановом основании*	+4	3500	4500
№4	Цельнолитые коронки	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Цельнолитая коронка или анатомическая цельнолитая вкладка	4	1300	2000
2	Цельнолитая коронка на имплантате	4	2000	2500
3	Телескопическая коронка (Матрица)	2	2000	3000
4	Телескопическая коронка (Патрица)	2	2000	3000
№5	Культевые вкладки	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Вкладка из металла однокорневая	3	1200	1500
2	Вкладка из металла разборная простая	3	1300	1700
3	Вкладка из металла разборная сложная более одного запирающего штифта	3	1400	1800
4	Вкладка культевая металлокерамическая	4	2000	3000
5	Вкладка из диоксида циркония простая	+4	4500	6000
6	Вкладка из диоксида циркония разборная	+4	5500	7000
7	Вкладка под съемный протез с замковым креплением а)	3	1900	2000
№6	Композитные и акриловые конструкции	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Коронка, вкладка винир из светоотверждаемого композита	3	1500	2300
2	Коронка из светоотверждаемого композита с металлическим каркасом	4+4	2000	3000
3	Металлопластмассовая коронка горячей полимеризации	4+4	1500	2500
№7	Временные коронки	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Коронка временная из пластмассы холодной полимеризации	2	500	700
2	Коронка временная из пластмассы горячей полимеризации	2	800	1000
3	Силиконовый ключ (на 1 единицу)	2	100	200
4	Армирование временной коронки сеткой	+1	200	200
5	Армирование временной коронки цельнолитой основой	+1	500	500
6	Коронка временная по технологии 3D-печати или на имплантате	3	1000	1500



СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

№8	Съемные протезы с)	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Прикусной шаблон простой	1	200	200
2	Прикусной шаблон на жестком базисе	1	800	800
3	Индивидуальная ложка из светоотверждаемой пластмассы	1	600	600
4	Частичный съёмный протез с круглыми гнутыми кламмерами	4+4	4500	9000
5	Полный съёмный протез	4+4	5000	10000
6	Съёмный протез (базис) на культовой вкладке или имплантате с замком без цельнолитой основы (без учета стоимости защитной матрицы) а)	4+4	6500	10000
7	Цельнолитая основа под съемный протез на имплантатах, замках, телескопических коронках (без учета стоимости абатмена) а)	4+4	8500	11000
8	Балочная конструкция под съемное протезирование (патрица и матрица) а) f)	4+4	20000	35000
9	Съёмный протез (базис) с креплением на балочной конструкции а)	4+4	10000	15000
10	Армирование протеза цельнолитой основой, отлитой на огнеупоре	3	4500	4000
11	Армирование протеза сеткой	1	2500	2000
12	Базис цельнолитой	3	6000	6000
13	Кламмер эстетический из нейлонового материала, цельнолитой	2	2000	3000
14	Предварительная постановка на воске (перепостановка)	2	500	1000
15	Варка, обработка и полировка вашей постановки или постановка на воске	2	2500	4000
16	Цельнолитая основа под съемный протез на замках ЛВ1-2 (подпружиненная полусфера)	5-7	15000	20000
№9	Временные протезы	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Иммедиат-протез 1зуб	4	1500	2500
2	Иммедиат-протез до 6 зубов	4	2500	3500
3	Иммедиат-протез от 6 зубов	4	3500	5000
4	Полный съёмный иммедиат-протез	4	3700	6000
5	Съёмный протез на имплантатах с армированием под моментальную нагрузку	2	13000	20000
№10	Бюгельные протезы	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Бюгельный протез кламмерной системы	4+4+2	11000	15000
2	Бюгель шинирующий	4+4+2	17000	23000
3	Бюгельный протез с замковыми креплениями Bredent, Rein	4+4+2	17000	23000
4	Бюгельный протез с замковыми креплениями ЛВ-1,2 (подпружиненная полусфера)	4+4+2	19000	25000
5	Бюгельный протез с ригельными замковыми креплениями односторонний (без учета стоимости замков)	4+4+2	12000	15000
6	Бюгельный протез с ригельными замковыми креплениями двухсторонний (без учета стоимости замков)	4+4+2	23000	30000
№11	Эластичные протезы	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Бюгельный протез с каркасом из нейлонового материала односторонний (квадротти)	4+4+2	6000	9000
2	Бюгельный протез с каркасом из нейлонового материала двухсторонний (квадротти)	4+4+2	14000	17000
3	Бюгельный протез с каркасом и базисом из нейлонового материала	4+4+2	13000	17000
4	Бюгельный протез комбинированный, каркас протеза из металла, базис из акриловой пластмассы, кламмера из нейлонового материала	4+4+2	15000	19000
5	Бюгельный протез комбинированный, каркас протеза из металла, кламмера и базис из нейлонового материала	4+4+2	15000	19000
6	Частичный съёмный протез из нейлона (односторонний до 3-х зубов включительно)	4+4	4000	8000
7	Частичный съёмный протез из эластичного материала с импортными зубами (нейлон)	4+4	8000	14000
8	Частичный съёмный протез из эластичного материала (односторонний до 3-х зубов включительно) с импортными зубами (ACRY-FREE)	4+4	5000	10000
9	Частичный или полный съёмный протез из эластичного материала с импортными зубами (ACRY-FREE)	4+4	10000	17000
№12	Починки	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Починка съемного протеза простая одно действие	2	1000	1000
2	Починка съемного протеза сложная два и более действия	2	1500	1500
3	Перебазировка съемного протеза	2	1500	1500
4	Замена матриц простая (без учета стоимости матрицы)	1	500	1000
5	Починка бюгельного каркаса (цена от)	2-5	2500	2500
6	Замена матриц сложная (без учета стоимости матрицы)	2	1000	1500
7	Чистка и полировка протеза	1	1000	1000



№13	Диагностика	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Отливка диагностических моделей, предварительное планирование работы	2	300	500
2	Восковое моделирование	2	200	500
3	Восковое моделирование по Шульцу	3	700	1000
4	Хирургический шаблон (под имплантацию без направляющих втулок)	2	3000	4000
5	Изготовление модели Pin-Cast	1	2000	2500
6	Изготовление абатмент-чек за ед.	1	300	300
№14	Каппы	Сроки	Стандарт	Премиум
1	Каппа для отбеливания	2	2000	2000
2	Окклюзионная шина	цена от 4	3500	4000
3	Изготовление каппы (сплент) для завышения прикуса	4	3500	4000
4	Изготовление разгрузочной каппы	4	3500	4000
5	Каппа при бруксизме	4	2500	3000
6	Каппа для разобщения прикуса из прозрачной пластмассы	4	2500	3000

ИНЖЕКЦИЯ

№15	Эластичные материалы	Сроки	Цена
1	Инжекция неилон, акрифри	1	3000
2	Инжекция квадратотти	1	3000
3	Инжекция кламмера, пилота от 1 до 5 шт включительно.(одного	1	3000
4	Дублирование альгинатом под инъекцию гипс 3-4 класса	1	500
5	Дублирование силиконом под инъекцию гипс 3-4 класса	1	900
6	Дублирование силиконом под инъекцию специальный гипс под квадратотти	1	1000
№16	Пресованная керамика	Сроки	Цена
1	Пресовка IPS e.max одной единицы	1	1500
2	Пресовка IPS e.max двух и более единиц одного цвета	1	1400

ЛИТЕЙНЫЕ РАБОТЫ ИЗ НЕБЛАГОРОДНЫХ СПЛАВОВ

№17	Вид работы	Сроки	Цена за 1ед
1	Каркас под металлокерамику NiCr	1	210
2	Каркас под металлокерамику CoCr	1	270
3	Вкладка NiCr	1	210
4	Вкладка CoCr	1	270
5	Вкладка простая из спец сплава	1	400
6	Вкладка разборная из спец. сплава	1	400
7	Цельнолитой зуб NiCr	1	210
8	Цельнолитой зуб CoCr	1	270
9	Бюгельный каркас	1	1400
10	Кламмер или замок	1	700
11	Изготовление огнеупорной модели с дублированием	1	700
12	Пайка одного распила NiCr	1	400
13	Пайка одного распила CoCr	1	400
14	Армирующая балка	1	700
15	Окончательная обработка литых конструкции (Кроме бюгельных и каркасов на имплантатах)	1	100%
16	Химическая полировка ортопедического изделия	1	150
17	Фасетка	1	80
18	Вкладка Titan*	3	2000
19	Штифт для разборной вкладки Titan*	3	500
20	Цельнолитой зуб Titan *	3	3000
21	Бюгельный каркас Titan *	3	8000



ЛИТЕЙНЫЕ РАБОТЫ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ СПЛАВОВ

№18	Коронки под металлокерамику	Цвет	% содержание др. металлов	Производитель	Сроки	Цена за 1гр
1	DeguDent H	3	84,4Au, 8Pt, 5Pd	Германия	1	3600
2	Плагодент - Супер КМ	3	85Au, 9Pt, 4Pd	Россия	1	3500
3	ВитИрий плюс	3	84Au, 8,5Pt, 5Pd;	Россия	1	3650
4	ВитИрий	3	87,2Au, 8,8Pt, 1,3Pd	Россия	1	3700
5	World 52SF	4	52Au, 39Pd	США	1	3100
6	Pors-on 4	4	57,8Pd, 30Ag	Германия	1	2765
7	Палладент (Суперпал)	4	10Au, 60Pd	Россия	1	2410
8	ВитИрий П	4	6,13Au, 0,1Pt, 75Pd	Россия	1	2640
9	Отливка каркаса из металла Заказчика (за 1 ед.)				1	500
10	World CB 74	2	74Au ,4Pt, 7,6Pd, 10,8 Ag	США	1	3500
11	Degudent G	2	86 Au,10,4 Pt	Германия	1	3700
12	World 84	3	84,00 Au,9,9 Pt, 3,30 Pd	Германия	1	3600
№19	Вкладки и цельнолитые коронки, абатменты	Цвет	% содержание др. металлов	Производитель	Сроки	Цена за 1гр
1	Плагодент – Супер КМ	3	85Au, 9Pt, 4Pd	Россия	1	3500
2	Degulor-M	2	70Au, 4,4Pt, 2Pd	Германия	1	3200
3	ВитИрий плюс	3	84Au, 8,5Pt, 5Pd	Россия	1	3650
4	ВитИрий	3	87,2Au, 8,8Pt, 1,3	Россия	1	3700
5	Сплав золота 900 пробы	1	90Au, 4Ag	Россия	1	3000
6	Сплав золота 750 пробы	1	75Au, 9Pt, 8Pd	Россия	1	3000
7	Голхадент – Супер ТЗ	2	75Au, 12Ag	Россия	1	3100
8	Касдент-Б	1	75Au, 5Pt, 11Ag	Россия	1	3210
9	AURIUM 56	2	56Au, 4Pd, 25Ag	США	1	-
10	World CB 56	2	56Au, 4Pd, 25Ag	США	1	-
11	Палладент (Суперпал)	4	10Au, 60Pd	Россия	1	2410
12	ВитИрий-П	4	6,13Au, 0,1Pt, 75Pd	Россия	1	2640
13	Серебряно-палладиевый сплав ПД-250, за 1шт. до 3-х грамм	5	25Pd, 74,2 Ag	Россия	1	1550
14	Серебряно-палладиевый сплав ПД-250 разборная за 1шт. до 3-х грамм	5	25Pd, 74,2 Ag	Россия	1	1700
15	Доплата за превышение веса вкладки сплав ПД-250	5	25Pd, 74,2 Ag	Россия	1	600
16	Индивидуальный абатмент сплав ПД-250 - за 1 шт.	5	25Pd, 74,2 Ag	Россия	1	1750
17	Серебряно-палладиевый сплав ПД-190 за 1шт. до 3-х грамм	5	19Pd, 78,9 Ag	Россия	1	1300
18	Серебряно-палладиевый сплав ПД-190 разборная за 1шт. до 3-х грамм	5	19Pd, 78,9 Ag	Россия	1	1500
19	Доплата за превышение веса вкладки сплав ПД-190	5	19Pd, 78,9 Ag	Россия	1	500
20	Индивидуальный абатмент сплав ПД-190 - за 1 шт.	5	19Pd, 78,9 Ag	Россия	1	1350
21	World CB 74	2	74Au ,4Pt, 7,6Pd, 10,8 Ag	США	1	3500
22	Отливка вкладки из металла Заказчика (за 1 ед.)				1	500
23	Degudent G	2	86 Au,10,4 Pt	Германия	1	3700
24	Degudent H	3	84,4Au, 8Pt, 5Pd	Германия	1	3600
№20	Бюгельные каркасы	Цвет	% содержание др. металлов	Производитель	Сроки	Цена за 1гр
1	ВитИрий плюс	3	84Au, 8,5Pt, 5Pd	Россия	1	3350
2	Касдент-Б	1	72Au, 5Pt	Россия	1	3210

ДОПОЛНЕНИЯ

№21	Дополнительная услуга	Наценка
1	Изготовление изделия на драгоценных сплавах	35%
2	Загипсовка в артикулятор	700
3	Дополнительные услуги по договоренности	индивидуально



ПРИМЕЧАНИЯ

- a) В стоимость конструкции входят простые замки фирмы Bredent, Rein. При использовании замков других фирм или сложных замков они оплачиваются дополнительно. При изготовлении бюгельного протеза не в нашей лаборатории.
- b) В стоимость протеза включены два замка фирмы Bredent, Rein. При использовании более двух замков каждый замок оплачивается дополнительно.
- c) Полным съемным протезом считаются работы в которых присутствуют до 3-х зубов включительно. В стоимость полных съемных протезов входит простой прикусной шаблон.
- d) При оформлении заказа на литейные работы (при условии самостоятельной доставки восковой композиции в лабораторию) до 11.00 часов текущего дня обеспечивается его готовность в тот же день после 18.00 часов.
- e) При изготовлении конструкции, состоящей из более, чем десяти единиц, сроки рассматриваются индивидуально. Все изделия по умолчанию изготавливаются из NiCr сплавов.
- f) В стоимость конструкции включено крепление на четырех опорах, каждая последующая плюс 20% от стоимости работы.
- g) Цена за отливку из благородных металлов указана в рублях за один грамм в изделии. Подрядчик оставляет за собой право изменить цену, в зависимости от колебания стоимости драгоценных металлов. Курьерская доставка включена в стоимость работ: от 10-ти единиц на неблагородных сплавах и от 3-х единиц на ПД-250, ПД-190. Стоимость доставки при меньшем заказе по Москве 400 руб. – «забрать-доставить» и 200руб. только «забрать» или только «доставить».

*-цена может меняться (в зависимости от стоимости материалов во фрезерных центрах).

** - технология ЛСП-метод лазерного селективного спекания металла, кхс.

*** - цельнотитановые премилы –у абатмента вырезается только наддесневая часть, место посадки (шестигранник или др.) уже сделаны заводом изготовителем премил, что обеспечивает прецизионную точность.

К работам, изготовленным на драгоценных сплавах (в лаборатории), прибавляется 35% от общей стоимости работы.

Работы, выполненные по классу Стандарт в артикуляторе SAM, AMAN GIRRBACH-плюс 20%

Работы, выполненные по классу Премиум изготавливаются в артикуляторе SAM2, AMAN GIRRBACH

Гарантия на все изделия шесть месяцев.

Гарантия не распространяется на следующие изделия: временные коронки, имедиат протезы, композитные конструкции, починки.

На работы снятые слепком без использования слепочной ложки, гарантия не распространяется (изделие изготавливается под ответственность доктора).

Стоимость дополнительных комплектующих оплачивается по ценам поставщика плюс стоимость доставки.

Все цены указаны в рублях.

Все сроки выполнения работ указаны в сутках, без учета времени на прием и отправку заказа, а также затраченного на заказ и доставку комплектующих.

За сокращение сроков выполнения работ предусмотрена наценка в размере 20%-100% стоимости конкретного заказа.

Стоимость материалов включена в стоимость работ, за исключением прямого указания об обратном в настоящем Прайс-листе.

Сроки на услуги "Премиум" класса обговариваются в индивидуальном порядке.

метро Свиблово пр-д Нансена д.1 График работы лаборатории: Пн.– Пт. с 9.00 до 21.00