

Технологическая карта изготовления съемного протеза на фрезерованной балочной конструкции с креплением на замках

N	Этапы приема в клиники	Интервалы между приемами	Передается в лабораторию	Примечания	Передается в клинику	Этапы изготовления в лаборатории	Лабораторные сроки изготовления	Примечания
1	Первичный прием: 1.Снятие оттиска под прикусной шаблон и предварительную постановку 2.Направление пациента на КТ для изготовления хирургического шаблона	3-4	1.Оттиски верх и низ 2.Заполненный наряд 3.Фото первичной ситуации	Необходимо указать какой хирургический шаблон нужно изготовить		1.Отливка моделей из гипса третьего класса 2.Изготовление восковых прикусных шаблонов	2-3	
2	1.Определение центральной окклюзии	3-4	1.Прикусные шаблоны	Прикусные валики с выровненной плоскостью, выверенное прилегание зубов к верхней губе, отметка центра и ориентира для постановки клыков	1.Прикусные валики 2.Модели	1.Загипсовка моделей в окклюдатор	2-3	
3	1.Примерка предварительной постановки	6-7	1.Предварительная постановка		1.Предварительная постановка на моделях	1.Предварительная постановка	5-7	
4	1.Имплантация	90-180			1.Хирургический шаблон	1.Изготовление хирургического шаблона: простого, на основании предварительной постановки, или продвинутого, на основании КТ		Если хирургический шаблон не применяется при имплантации, то нет возможности спрогнозировать эстетические и функциональные моменты
5	1.Установка формирователей десны	7-14						
6	1.Снятие оттисков под индивидуальную ложку и под трансфер чек (оттиск снимается со слепочными трансферами)	4-5	1.Оттиски верхней и нижней челюсти	Необходимо указать конструкцию				
7	1.Снятие рабочего оттиска индивидуальной ложкой	3-4	1.Рабочий оттиск на индивидуальной ложке 2.Слепочные аналоги для рабочей модели 3.Аналоги имплантата для абатмент чека	Слепочные трансферы должны быть неподвижными	1.Модели 2.Индивидуальная ложка 3.Трансфер чек	1.Изготовление моделей 2.Изготовление индивидуальной ложки: совместной с прикусным шаблоном или классической (для закрытого трансфера или для открытого трансфера)	3-4	
8	1.Определение центральной окклюзии 2.Примерка абатмент чека 3.Фотографирование пациента с конструкцией	4-5	1.Прикусные валики с выровненной плоскостью, выверенное прилегание зубов к верхней губе, отметка центра и ориентира для постановки клыков 2.Вилка с винтом от лицевой дуги	Цвет и форму зубов, до каких зубов необходимо ставить зубы. Отправить фото пациента: с шаблонами в анфас и в профиль	1.Валики на жестком основании на моделях 2.Трансфер чек	1.Отливка рабочей модели с мягкой десной 2.Трансфер чек из паттерн резины 3.Прикусной валик на жестком базисе, фиксирующийся на трех точках	2-3	В случае, если отказ от примерки трансфер чека зафиксирован, вторичный каркас и повторная фрезеровка абатментов оплачивается дополнительно

9	1.Примерка предварительной постановки 2.Фотографирование пациента с конструкцией	7-8	1.Модели 2.Прикусные валики 3.Абатмент чек 4.Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	Выбор замковых креплений. Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	1. Предварительная постановка на моделях	1.Гипсовка в артикулятор или окклюдатор 2.Предварительная постановка с черновым вариантов зубов	3-4	В случае отказа доктором и клиникой от примерки прототипа конструкции, коррективы формы, прикуса, цвета, оплачивается клиникой дополнительно. После согласования прототипа, клиника производит предоплату в размере 50% от общей стоимости работы
10	1.Примерка балочной конструкции 2.Фотографирование пациента с конструкцией	5-6	1.Балочная конструкция на моделях 2.Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	Цвет и форму зубов, до каких зубов необходимо ставить зубы. Отправить фото пациента с шаблонами в анфас и в профиль	1.Балочная конструкция на моделях	1.Изготовление фрезерованной балочной конструкции 2.Изготовление вторичной части протеза 3.Постановка постоянных гарнитуров 4.Интактная и динамическая обработка	6-7	
11	1.Примерка вторичного каркаса с постановкой постоянных гарнитуров 2.Фотографирование пациента с конструкцией	5-6	1.Модели 2.Абатменты 3.Постановка с каркасом 4.Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами, с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	Возможна не одна примерка Цвет и форму зубов, до каких зубов необходимо ставить зубы. Отправить фото пациента с шаблонами в анфас и в профиль	1.Абатменты на моделях 2.Вторичная часть с постановкой постоянных гарнитуров	1.Изготовление вторичной части протеза 2.Постановка постоянных гарнитуров 3.Интактная и динамическая проработка	4-5	В случае перепостановки, вследствие неправильно окклюзии, перепостановка оплачивается отдельно
12	Сдача работы: 1.Фиксация реставрации 2.Интактная и динамическая проработка 3.Фотографирование пациента	7-14	Подписать Акт приема-передачи готового изделия и фото законченной работы в полости рта	Работа передается с техническими винтами Оттиск возвращается после изготовления протеза	Готовая конструкция	1.Полимеризация постоянного протеза с фиксацией на замковые крепления с подпружиненной полусферой	4-5	В случае принятой постановки при выявлении несоответствия прикуса, цвета зубов, формы зубов на готовом протезе, перделка и материалы оплачиваются отдельно
13	Обязательный осмотр: 1.Проверка интактных контактов и динамических движений			Обязательный осмотр должен быть произведен не ранее 7 дней и не позднее 14 дней с момента сдачи конструкции				В случае отказа от приема пациентом, гарантия на изделие аннулируется

Комплектация протеза	Позиция в прайс листе	Гарантийные условия	Важное
Предварительные модели	13.5	Гарантия на изделие предоставляется при исполнении всех установленных этапов изготовления, при исключении примерок или проверки трансфер чека - все перделки оплачиваются дополнительно. Гарантия на протез 12 месяцев со дня сдачи протеза. После утвержденной примерки на воске при неточностях с прикусом, цветом, формой зубов во время сдачи, материалы и перделка оплачиваются дополнительно, пропорционально проделанной работе. Гарантия на замковые крепления ЛВ 1-2 пять лет от производителя, замена производится в лаборатории. В постгарантийное обслуживание входит одна перебазировка в течение первых трех месяцев со дня сдачи протеза. Все сроки указаны в рабочих днях, день доставки не считается.	При сокращении технических сроков, стоимость работы увеличивается пропорционально сокращенному времени в %
Прикусной шаблон восковой	28.1		
Предварительная постановка на воске	18.18.1		
Хирургический шаблон акриловый, изготовленный с помощью постановки			
Хирургический шаблон, напечатанный на 3d принтере с титановыми втулками на основании КТ	35.1		
Индивидуальная ложка	28.2		
Прикусной шаблон на жестком базисе	28.1/1.1	Гарантия распространяется на дефекты немеханического характера. Мы не несем ответственность за выбор конструкции. В случае отказа от последовательности изготовления по технологической карте, обязательное подтверждение с номера врача-ортопеда на номер +7 (985) 362-99-13 или на почту alvadent@mail.ru с указанием ФИО пациента и врача. Мы не несем ответственность за выбор конструкции.	Сроки (выходные, праздничные дни, а также день доставки не считаются)
Фрезерованная балка из Titana с техническими винтами	24.8		
Напечатанная вторичная основа CoCr ЛСП из Титана	26.6		
Полный съемный протез из акриловой пластмассы Meliodent (или аналог) с зубными гарнитурами повышенной эстетики Vita (или аналог)	18.1		
			Все комплектующие: аналоги имплантатов, оригинальные винты ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО. При заказе недостающих запчастей сроки могут быть изменены.
			После согласования предварительной примерки, клиника производит ПРЕДОПЛАТУ в размере 50% от общей стоимости работы.

Заказчик Подпись _____ М.П. Дата _____, 20__ г.

Подрядчик Подпись _____ М.П. Дата _____, 20__ г.