

Технологическая карта изготовления тотал на каркасе из ZrO2 или CoCr с нанесением массы цементная фиксация

N	Этапы приема в клинике	Интервалы между приемами	Передается в лабораторию	Примечания	Передается в клинику	Этапы изготовления в лаборатории	Лабораторные сроки изготовления	Примечания
1	1.Снятие оттисков под предварительное планирование	4-5	1.Оттиски верхней и нижней челюсти 2.Регистрат прикуса			1.Отливка моделей из гипса третьего класса 2.Изготовление восковых прикусных шаблонов		
2	1.Снятие рабочего оттиска 2.Определение центральной окклюзии 3.Перенос Mock Up 4.Проработка по окклюзии 5.Утверждение формы зубов 6.Утверждение направления зубов 7.Утверждение размера зубов 8.Снятие оттиска с временными коронками 9.Определение цвета 10.Фотографирование пациента с конструкцией	5-6	1.Рабочий оттиск с антагонистами 2.Прикусные шаблоны 3.Вилка с винтом от лицевой дуги 4.Оттиск с временными коронками, откорректированные модели с описанными корректировками 5.Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	Цвет и форма зубов, обозначить формулу зубного ряда. Отправить фото пациента с шаблонами в анфас и в профиль. Ретракция десны обязательна. Пациент должен согласовать все критерии: форму, размер, направление, наполненность губы. Примерка прототипа делается до тех пор, пока пациент не согласует предварительные данные	1.Прикусные шаблоны на жестком основании 2.Предварительное планирование Wax Up или Mock Up принтованной модели	1.Моделирование реставраций в 3D или моделирование Wax Up из воска 2.Печать модели под Mock Up	4-5	В случае отказа доктором от примерки прототипа конструкции, корректировки формы, прикуса, цвета, оплачивается клиникой дополнительно. После согласования прототипа, клиника производит предоплату в размере 50% от общей стоимости работы.
3	1.Примерка каркаса	5-6	1.Модели 2.Каркас 3.Закуски на каркасах	Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	1.Модели 2.Каркасы	1.Отливка рабочей модели с мягкой десной 2.Гипсовка в артикулятор или окклюдатор 3.Предварительная постановка с черновым вариантом зубов 4.Изготовление каркаса ZrO2 или CoCr	4-5	В случае согласованного прототипа, переделка каркаса, вследствие неправильно определенной центральной окклюзии, оплачивается дополнительно
4	1.Примерка конструкции без глазури 2.Фотографирование пациента с конструкцией	8-9	1.Модель 2.Облицованная конструкция керамическими массами 3.Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	Необходима проверка динамического контроля прикуса. Возможна не одна примерка. Фото в нескольких ракурсах: вид в анфас с глазами с открытым и закрытым ртом, вид в профиль с закрытым и открытым ртом	1.Модель 2.Облицованная конструкция керамическими массами	1.Нанесение керамики на готовый каркас 2.Интактная и динамическая обработка	7-8	В случае согласованного прототипа, перенанесение керамики, вследствие неправильно определенной центральной окклюзии, некорректно определенного цвета или тотальное изменение формы, оплачивается дополнительно
5	Сдача работы: 1.Фиксация реставрации 2.Интактная и динамическая проработка 3.Фотографирование пациента	7-14	1.Подписать Акт приема-передачи готового изделия 2.Фото законченной работы в полости рта 3.Подписанная памятка с пациентом	Необходима проверка динамического контроля прикуса. Фиксация производится оригинальными винтами (доп. стоимость)	1.Готовая конструкция 2.Технические винты	1.Глазуровка керамики 2.Вклейка титановых оснований	2-3	Оттиск возвращается после изготовления протеза
6	Обязательный осмотр: 1.Проверка интактных контактов и динамических движений			Обязательный осмотр должен быть произведен не ранее 7 дней и не позднее 14 дней с момента сдачи конструкции				В случае отказа от приема пациентом, гарантия на изделие аннулируется

Комплектация протеза	Позиция в прайс листе	Гарантийные условия	Важно
Предварительные модели	13.5	Гарантия на изделие предоставляется при исполнении всех установленных этапов	При сокращении технических сроков, стоимость

Прикусной шаблон восковой	28.1
Предварительная постановка на воске или 3d моделирование	18.18.1
Прикусной шаблон на жестком базисе	28.1/1
Коронка ZrO2	6.4
Прототип работы	3.3
Коронка МК CoCr	6.2
Десна керамическая на ZrO2	12.4
Десна керамическая на CoCr	12.2
Подбор мульти юнитов	21.5

Гарантия на изделие предоставляется при выполнении всех установленных этапов изготовления. При исключении примерок или проверки трансфер чека - все переделки оплачиваются дополнительно. Прототип должен быть согласован не только врачом, но и пациентом в письменном виде в наряде. Гарантия на ортопедическое изделие - 12 месяцев со дня сдачи ортопедического изделия. В гарантийное обязательство входят дефекты немеханического происхождения: внутренняя трещина и скол керамики (в течение первых трех месяцев со дня сдачи).

Мы не несем ответственность за выбор конструкции. Все сроки указаны в рабочих днях, день доставки не считается. В случае отказа от последовательности изготовления по технологической карте, обязательное подтверждение с номера врача ортопеда на номер +7 (985) 362-99-13 или на почту alvadent@mail.ru с указанием ФИО пациента и врача.

при нарушении сроков работы увеличивается пропорционально сокращенному времени в %

Сроки (выходные, праздничные дни, а также день доставки не считаются)

Все комплектующие: аналоги имплантатов, оригинальные винты ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО. При заказе недостающих запчастей сроки могут быть изменены.

После согласования прототипа, клиника производит ПРЕДОПЛАТУ в размере 50% от общей стоимости работы

Заказчик Подпись _____ М.П. _____ Дата _____ 20__ г.

Подрядчик Подпись _____ М.П. _____

Дата _____ 20__ г.

МАСТЕРСКАЯ УЛЫБОК
С 1999 Г.